



LCK310 Klor küvet testi için Addista tekli standart

Ürün Numarası: LCA310
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Klor Küvet testi için Analitik Kalite Güvencesi (AKG) için kontrol standart sistemi

Teknik özellikler

Konsantrasyon:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Önemli açıklamalar:	Üretimle ilgili etkenlerden dolayı standardın konsantrasyonu 25–30 mg/L Cl ₂ arasındadır. Prosedür yerine getirildikten sonra nominal değer birlikte gelen test sertifikasında gösterilir.
Parametre:	Klor
Platform:	LCA
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	LCK310 Klor küvet testi için ADDISTA Tekli Standart