



Addista Çok parametrelili standart çözelti

Ürün Numarası:

LCA701

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Bir kombine standart/spiking çözeltisi ve iki round robin test çözeltisinden oluşan Analitik Kalite Güvence (AKG) sistemi.

Şu kuvvet testleri için uygundur

LCK306 Kurşun, 0,1-2,0 mg/L Pb

LCK321 Demir, 0,2-6,0 mg/L Fe

LCK329 Bakır, 0,1-8,0 mg/L Cu

LCK337 Nikel, 0,1-6,0 mg/L Ni

LCK353 Sülfat, 150-900 mg/L SO₄

LCK360 Çinko, 0,2-6,0 mg/L Zn

Sonuçlarınızda güven

Addista sistemini kullanarak Analitik Kalite Güvencesi ölçümlerinin sürekli dokümantasyonu, su testi sonuçlarınızın doğruluğunu kanıtlar.

Daha az karmaşıklık

Her bir Addista standart çözeltisi çeşitli parametreler içerir. Bu, laboratuvarınızdaki tek parametrelili standart çözelti şişelerinin sayısını önemli ölçüde azaltır.

Daha az hata kaynağı

Addista çözeltileri, Hach'ın LCK kuvvet testiyle kullanıma hazırdır. Seyreltme işlemi gerekmediğinden bu, daha az zaman harcamanıza ve standart çözeltileri analiz ederken ek bir hata kaynağının ortadan kaldırılmasına olanak sağlar.

Teknik özellikler

Parametre: ADDISTA

Platform: LCA

Saklama koşulları: 2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)

Tanım: ADDISTA Çok parametrelili standart çözelti