



Addista Çok parametrelili standart çözelti

Ürün Numarası:

LCA702

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Bir kombine standart/spiking çözeltisi ve iki round robin test çözeltisinden oluşan Analitik Kalite Güvence (AKG) sistemi.

Şu kuvvet testleri için uygundur

LCK301 Alüminyum, 0,02-0,5 mg/L Al

LCK308 Kadmiyum, 0,02-0,3 mg/L Cd

LCK313 Krom (VI), 0,03-1,0 mg/L Cr

LCK313 Krom (toplam), 0,03-1,0 mg/L Cr

LCK353 Sülfat, 150-900 mg/L SO₄

Sonuçlarınızda güven

Addista sistemini kullanarak Analitik Kalite Güvencesi ölçümlerinin sürekli dokümantasyonu, su testi sonuçlarınızın doğruluğunu kanıtlar.

Daha az karmaşıklık

Her bir Addista standart çözeltisi çeşitli parametreler içerir. Bu, laboratuvarınızdaki tek parametrelili standart çözelti şişelerinin sayısını önemli ölçüde azaltır.

Daha az hata kaynağı

Addista çözeltileri, Hach'ın LCK kuvvet testiyle kullanıma hazırdır. Seyreltme işlemi gerekmediğinden bu, daha az zaman harcamanıza ve standart çözeltileri analiz ederken ek bir hata kaynağının ortadan kaldırılmasına olanak sağlar.

Teknik özellikler

Parametre:	ADDISTA
Platform:	LCA
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	ADDISTA Çok parametrelili standart çözelti