



Addista Çok parametrelili standart çözelti

Ürün Numarası: LCA704
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Su kalitesi testi. Analitik sonuçlarınızın her zaman doğru olduğundan nasıl emin oluyorsunuz?

Bir birleşik standart/ekleme çözeltisi ve iki round robin test çözeltisinden oluşan Analitik Kalite Güvence (AKG) sistemi.

Şu küvet testleri için uygundur:

- LCK153 Sülfat, 40-150 mg/L SO₄
- LCK305 Amonyum, 1-12 mg/L NH₄-N
- LCK311 Klorür, 1-70 mg/L Cl
- LCK314 KOİ, 15-150 mg/L O₂
- LCK340 Nitrat, 5-35 mg/L NO₃-N
- LCK349 Fosfat (orto), 0.05-1.5 mg/L PO₄-P
- LCK385 TOK, 3-30 mg/L C

Sonuçlarınızda güven

Addista sistemini kullanarak Analitik Kalite Güvencesi ölçümlerinin sürekli dokümantasyonu, su testi sonuçlarınızın doğruluğunu kanıtlar.

Daha az karmaşıklık

Her bir Addista standart çözeltisi çeşitli parametreler içerir. Bu, laboratuvarınızdaki tek parametrelili standart çözelti şişelerinin sayısını önemli ölçüde azaltır.

Daha az hata kaynağı

Addista çözeltileri, Hach'ın LCK küvet testiyle kullanıma hazırdır. Seyreltme işlemi gerekmediğinden bu, daha az zaman harcamanıza ve standart çözeltileri analiz ederken ek bir hata kaynağının ortadan kaldırılmasına olanak sağlar.

Teknik özellikler

Platform:	LCA
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	Addista Çok parametrelili standart çözelti