



Addista Çok parametrelili standart çözelti

Ürün Numarası:

LCA709

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Bir kombine standart/spiking çözeltisi ve iki round robin test çözeltisinden oluşan Analitik Kalite Güvence (AKG) sistemi.

Şu küvet testleri için uygundur

<TableBullet/>LCK138 LATON, 1-16 mg/L TN_b

<TableBullet/>LCK614 KOİ, 50-300 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK349 Fosfat (toplam), 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK342 Nitrit, 0,6-6,0 mg/L NO₂-N

Sonuçlarınızda güven

Addista sistemini kullanarak Analitik Kalite Güvencesi ölçümlerinin sürekli dokümantasyonu, su testi sonuçlarınızın doğruluğunu kanıtlar.

Daha az karmaşıklık

Her bir Addista standart çözeltisi çeşitli parametreler içerir. Bu, laboratuvarınızdaki tek parametrelili standart çözelti şişelerinin sayısını önemli ölçüde azaltır.

Daha az hata kaynağı

Addista çözeltileri, Hach'ın LCK küvet testiyle kullanıma hazırdır. Seyreltme işlemi gerekmediğinden bu, daha az zaman harcamanıza ve standart çözeltileri analiz ederken ek bir hata kaynağının ortadan kaldırılmasına olanak sağlar.

Teknik özellikler

Parametre:	ADDISTA
Platform:	LCA
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	ADDISTA Çok parametrelili standart çözelti