



KOİ kuvet testi - ISO 15705, 0-1000 mg/L O₂

Ürün Numarası:

LCI400

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK kuvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

ISO onaylı formülün tam konsantrasyonları

Son derece doğru

Önceden dozlanmış ve kullanıma hazır

Toksik reaktifle temas yoktur

Atık/geri dönüşüm hizmeti

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	ISO 15705
Metot:	Dikromat
Ölçüm aralığı:	0 - 1000 mg/L O ₂
Parametre:	KOİ
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C (ışıktan koruyun)
Sindirim gereklidir:	Evet
Standart metot:	ISO 15705
Tanım:	Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Test sayısı:	24 test, bir kör

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)