



Yüksek Klorür yüklü numuneler için KOİ küvet testi

Ürün Numarası:

LCK1014

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Ölçüm aralığı: 100-2000 mg/L O₂

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket.

Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Metot:	Dikromat
Ölçüm aralığı:	100 - 2000 mg/L O ₂
Parametre:	KOİ
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C (ışıktan koruyun)
Sindirim gereklidir:	Evet
Tanım:	Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Test sayısı:	25
Truecal:	Evet

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item: 2550503)