



Asidik bakır kaplama banyoları küvet testi 2-100 g/L Cu

Ürün Numarası:

LCK229

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Metot:	Asıl Banyo Rengi
Ölçüm aralığı:	2 - 100 g/L Cu
Parametre:	Bakır
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	Asidik bakır kaplama banyoları
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)