



Nikel asit banyoları küvet testi 5-120 g/L Ni

Ürün Numarası:

LCK237

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Metot:	Asıl Banyo Rengi
Ölçüm aralığı:	5 - 120 g/L Ni
Parametre:	Nikel
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	Asidik Nikel kaplama banyoları, Nikel sülfat ve sülfamat banyoları
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)