



Fotometrik İyot (MEBAK) numunesi küvet testi

Ürün Numarası:

LCK240

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

> 0,2 İyot değerleri için

Teknik özellikler

Cihaz:	DR6000
Hangi standarda göre:	MEBAK II
Metot:	MEBAK Yöntemi
Ölçüm aralığı:	> 0,2
Parametre:	Fotometrik İyot numunesi (PIS)
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	analog MEBAK Yöntemi
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)