



## Acılık birimleri (MEBAK) kuvvet testi $\geq 2$ BU (Acılık Birimi)

Ürün Numarası:

LCK241

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



**IBU (Uluslararası acılık birimi) ölçerek acılık tat profillerinizin tam olarak hedeflediğiniz gibi olduğundan emin olun.**

DR6000 spektrofotometre ile kullanım için. LCK241, uluslararası acılık birimlerini daha az zorlukla ve kimyasal atık olmadan ölçmenizi sağlar. Ayrıca, bu kuvvetler potansiyel harici etkenlerden bağımsız, yüksek kalitede sonuçlar verirler. Mayalama analizinizi kolaylaştırmak ve size her seferinde doğru sonuçlar vermek için tasarlanmıştır.

Önemli Özellikler:

**Kullanıma hazır, yüksek hassasiyetle önceden dozlanmış kuvvet testleri**

**Barkodlu kuvvetler sayesinde daha az hata**

**Kuvvetlerin son kullanma tarihlerinin dokümanite edilmesi ve analizlerinizin izlenebilirliği için RFID teknolojisi**

**Reaktif köre ihtiyaç yoktur**

**Yenilikçi kuvvet ve reaktif tekniği**

### Teknik özellikler

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Cihaz:                | DR6000                 |
| Hangi standarda göre: | MEBAK II               |
| Metot:                | Analog MEBAK Yöntemi   |
| Ölçüm aralığı:        | $\geq 2$ Acılık birimi |
| Parametre:            | Acılık birimleri       |
| Platform:             | LCK                    |
| Saklama koşulları:    | 15 - 25 °C             |
| Standart metot:       | MEBAK                  |
| Test sayısı:          | 25                     |

### Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)