



Vikinal diketonlar küvet testi 0,015-0,5 mg/kg Diasetil

Ürün Numarası:

LCK242

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Biranızda istenmeyen çeşniyi önleyin ve VDK'yı (vikinal diketonlar) ölçerek ürününüzün kalitesini garanti altına alın.

DR6000 spektrofotometre ile kullanım için. LCK242 ile VDK'nın varlığını daha az işlemle ve hiçbir kimyasal atık olmadan test edebilirsiniz. Ayrıca, bu küvetler potansiyel harici etkenlerden bağımsız, yüksek kalitede sonuçlar verirler. Mayalama analizinizi kolaylaştırmak ve size her seferinde doğru sonuçlar vermek için tasarlanmışlardır.

Önemli Özellikler:

Kullanıma hazır, yüksek hassasiyetle önceden dozlanmış küvet testleri

Barkodlu küvetler sayesinde daha az hata

Küvetlerin son kullanma tarihlerinin dokümanite edilmesi ve analizlerinizin izlenebilirliği için RFID teknolojisi

Reaktif köre ihtiyaç yoktur

Yenilikçi küvet ve reaktif tekniği

Teknik özellikler

Cihaz:	DR6000
Hangi standarda göre:	MEBAK II
Metot:	Analog MEBAK Yöntemi
Ölçüm aralığı:	0,015 - 0,5 mg/kg Diasetil
Parametre:	Vikinal diketonlar (VDK)
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)