



Klor/Ozon/Klor dioksit küvet testi

Ürün Numarası:

LCK310

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Hangi standarda göre:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Metot:	DPD
Ölçüm aralığı:	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,05 - 2,0 mg/L O ₃
Ölçüm aralığı (3):	0,09 - 3,8 mg/L ClO ₂
Parametre:	Klor/Ozon/Klor dioksit
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Standart metot:	ISO 7393-2
Tanım:	Serbest/toplam Klor, Klor dioksit ve Ozon
Test sayısı:	24

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item: 2550503)