



Krom (III ve VI) küvet testi 0,03-1,0 mg/L Cr

Ürün Numarası:

LCK313

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Hangi standarda göre:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Metot:	Difenilkarbazit
Ölçüm aralığı:	0,03 - 1,0 mg/L Cr VI
Ölçüm aralığı (2):	0,03 - 1,0 mg/L Cr o6u
Önemli açıklamalar:	Test, Toplam Krom için sindirim içerir
Parametre:	Krom
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Sindirim gereklidir:	Evet, Toplam Krom için
Tanım:	Krom VI ve Toplam Krom
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)