



Çamur aktivitesi (TTC) küvet testi

Ürün Numarası:

LCK318

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	DIN 38412-3
Metot:	Kolorimetrik
Ölçüm aralığı:	5 - 200 µg Formazan (SA)
Ölçüm aralığı (2):	0 - 500 % Kalıntı aktivite (RA)
Parametre:	Çamur aktivitesi
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C
Tanım:	Çamur aktivitesi (TTC-SA) veya kalıntı çamur aktivitesi (TTC-RA) için tarama testi

Gerekli Aksesuarlar

- 1,2 µm'lik 50 membran filtreli membran filtrasyon seti (Item LCW904)
- Aksesuar kiti çamur aktivitesi (Item LZC918)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)