



Su Sertliđi k¼vet testi 1-20° dH

¼r¼n Numarası:

LCK327

TRY Fiyat:

Bize Ulařın

LCK k¼vet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum g¼venlik.

Maksimum g¼venlik i¼in ¼nceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik deđerlendirme i¼in tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde ¼evre dostu.

Kesin ve g¼venilir ¼l¼¼m deđerleri

Kapalı sistem ve d¼ř¼k reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar i¼in maksimum g¼venlik

Dođru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ¼l¼¼m aralıkları arasında farklılık oluřturma

Teknik ¼zellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluđu:	Uygulanamaz
Metot:	Metalftaleyn
¼l¼¼m aralıđı:	1 - 20 °dH
¼l¼¼m aralıđı (2):	5 - 100 mg/L Ca
¼l¼¼m aralıđı (3):	3 - 50 mg/L Mg
Parametre:	Su sertliđi
Platform:	LCK
Saklama kořulları:	15 - 25 °C
Tanım:	Su Sertliđi, Kalsiyum / Magnezyum
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)