



Gümüş küvet testi 5-2500 mg/L Ag

Ürün Numarası:

LCK355

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	Hach Yöntemi
Ölçüm aralığı:	5 - 400 mg/L Ag (I)
Ölçüm aralığı (2):	400 - 2500 mg/L Ag (II)
Parametre:	Gümüş
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	iki ölçüm aralığı: (I) 5-400 mg/L Ag, (II) 400-2500 mg/L Ag
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)