



Zirkonyum küvet testi, 6-60 mg/L Zr

Ürün Numarası:

LCK364

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Pasifleştirme işlemi sırasında Zirkonyum konsantrasyonunu değerlendirmeye yardımcı olan ilk spesifik, kullanımı kolay hızlı test.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Proseste doğru Zirkonyum miktarının ayarlanmasına yardımcı olur

Zirkonyum bazlı kaplama işlemlerinde kimyasal tüketimini ve maliyetleri en aza indirmeye yardımcı olur

Tutarlı bir yüksek ürün kalitesi sağlamaya yardımcı olur

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	SurTec/Hach Yöntemi
Ölçüm aralığı:	6 - 60 mg/L
Parametre:	Zirkonyum
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)