



Karbonat/karbon dioksit küvet testi 55-550 mg/L CO₂

Ürün Numarası:

LCK388

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Kullanıma hazır; maksimum güvenlik, kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için; çevre dostu

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	pH İndikatörü
Ölçüm aralığı:	55 - 550 mg/L CO ₂
Parametre:	Karbonat/karbon dioksit
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	evet
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)