



AOX küvet testi 0,05-3,0 mg/L

Ürün Numarası:

LCK390.00

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Adsorbe edilebilir organik halojenlerin fotometrik tayini için. Kullanımı kolay, tam donanımlı bir kutu şeklinde paketlenmiştir.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Hangi standarda göre:	DIN EN ISO 9562
Metot:	Sindirim + Demir(III)-Tiyosiyanat
Ölçüm aralığı:	0,05 - 3,0 mg/L AOX
Parametre:	AOX
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	Adsorbe edilebilir organik halojenler
Test sayısı:	24

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)