



Serbest Klor küvet testi, 0,05-2,0 mg/L Cl₂

Ürün Numarası:

LCK410

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Serbest klor, 0,05-2,0 mg/L Cl₂ ve klor dioksit, 0,09-3,8 mg/L ClO₂ tayini için küvet testi.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Metot:	DPD
Ölçüm aralığı:	0.05 - 2.0 mg/L Chlorine free/ClO ₂
Parametre:	Klor, serbest
Test sayısı:	24 (test, sıfır çözeltisi içerir)

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)