



Kalıcı Sertlik küvet testi 0,02-0,6° dH

Ürün Numarası:

LCK427

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	Metalftaleyn
Ölçüm aralığı:	0,02 - 0,6 °dH
Ölçüm aralığı (2):	0,1 - 2 mg/L Ca
Ölçüm aralığı (3):	0,15 - 2 mg/L Mg
Parametre:	Su sertliği, kalıcı
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	Su Sertliği, Kalsiyum/Magnezyum
Test sayısı:	24 (test, sıfır çözeltisi içerir)

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)