



Bakır eser küvet testi 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 test

Ürün Numarası:

LCK529

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Kullanıma hazır, kolayca kullanılabilen ve maksimum güvenlik sağlayan çevre dostu fotometrik değerlendirme sistemi

50 mm dikdörtgen küvetlerle + Dosicaps rahat kullanım

Ultra düşük aralık konsantrasyonlarının analizi için en yüksek doğruluk

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	Bathocuproine Disülfonik Asit
Ölçüm aralığı:	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Önemli açıklamalar:	Toplam Bakır sindirimi için Crack Set LCW902 kullanın
Parametre:	Bakır, eser
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	Evet, Toplam Bakır için
Tanım:	Bakır eser, 50 mm küvet testi
Test sayısı:	20

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)