



## BOİ5 küvet testi 0,5-12,0 mg/L O<sub>2</sub>

Ürün Numarası:

LCK554

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



### LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

### Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

### Teknik özellikler

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cihaz:                | DR3900, DR6000, DR1900            |
| EPA uygunluğu:        | Uygulanamaz                       |
| Hangi standarda göre: | EN 1899-1                         |
| Metot:                | Seyreltme Yöntemi                 |
| Ölçüm aralığı:        | 0,5 - 12 mg/L O <sub>2</sub>      |
| Parametre:            | BOİ <sub>5</sub>                  |
| Platform:             | LCK                               |
| Saklama koşulları:    | 2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)  |
| Tanım:                | Biyolojik Oksijen İhtiyacı, 5 gün |
| Test sayısı:          | 20                                |

### Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)