



KOİ küvet testi 100-600 mg/L O₂

Ürün Numarası:

LCK714

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Kullanıma hazır, maksimum güvenlik, kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme, çevre dostu, kabul limitleri için onaylı

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Fotometrede otomatik tanımlama ve Truecal kalibrasyon için barkod etiketi

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Metot:	Dikromat
Ölçüm aralığı:	100 - 600 mg/L O ₂
Parametre:	KOİ
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C (ışıktan koruyun)
Sindirim gereklidir:	evet
Tanım:	Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Test sayısı:	25
Truecal:	Evet

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)