



Silica acid (high range) reagent set 0.8-100 mg/L SiO₂

Ürün Numarası:

LCS028

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Or 0.4-50 mg/L Si

Teknik özellikler

Metot:	Molybdenum blue
Numune boyutu:	5 mL
Ölçüm aralığı:	0,8 - 100 mg/L SiO ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,4 - 50 mg/L Si
Önemli açıklamalar:	Round cuvette LCW906 needed
Önemli özellik:	HR, 50 tests
Parametre:	Silica
Saklama koşulları:	15 °C - 25 °C
Tanım:	reagent set for Silica acid/Silicon high range
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Kauçuk tıpalı yuvarlak küvet, 13mm (25 adet) (Item LCW906)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)