



Krom (III ve VI) eser küvet testi 0,005-0,25 mg/L Cr

Ürün Numarası:

LCS313

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Hach küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Kullanıma hazır, kolayca kullanılabilen ve maksimum güvenlik sağlayan çevre dostu fotometrik değerlendirme sistemi

Teknik özellikler

Hangi standarda göre:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Metot:	Difenilkarbazit
Ölçüm aralığı:	0,005 - 0,25 mg/L Cr (VI)
Ölçüm aralığı (2):	0,005 - 0,25 mg/L Cr total
Önemli açıklamalar:	değerlendirme için 50 mm yarı mikro küvetler gerekir
Parametre:	Krom, eser
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Sindirim gereklidir:	evet, toplam Krom için
Tanım:	Krom VI ve toplam krom
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)