



Fosfat (orto/toplam) eser küvet testi, 0,01-0,5 mg/L PO₄-P

Ürün Numarası:

LCS349

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Teknik özellikler

Hangi standarda göre:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Metot:	Fosformolibden Mavisi
Ölçüm aralığı:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Ölçüm aralığı (2):	0,03 - 1,5 mg/L PO ₄
Önemli açıklamalar:	değerlendirme için 50 mm yarı mikro küvetler gerekir
Parametre:	Fosfat, orto + toplam
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	toplam P için
Standart metot:	EN ISO 6878
Tanım:	orto/toplam Fosfat
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Numune hücresi, 50 mm dikdörtgen PMMA, 10 adet. (Item LZP341)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)