




Çinko eser küvet testi 0,02-0,8 mg/L Zn

Ürün Numarası:

LCS360

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Hach küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Kullanıma hazır, kolayca kullanılabilen ve maksimum güvenlik sağlayan çevre dostu fotometrik değerlendirme sistemi

Teknik özellikler

Metot:	PAR
Ölçüm aralığı:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Önemli açıklamalar:	Toplam Çinko sindirimi için Crack Set LCW902 kullanın
Parametre:	Çinko, eser
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 28 °C
Sindirim gereklidir:	evet, Toplam Çinko için
Test sayısı:	24 (test, sıfır çözeltisi içerir)

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)