



Demir eser, reaktif seti, 0,005-2,0 mg/L Fe

Ürün Numarası:

LCW021

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Hach küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Teknik özellikler

Metot:	Demir (II) iyonları, FerroZine ile reaksiyona girerek mor renkli bir kompleks bileşik oluşturur
Ölçüm aralığı:	0,005 - 0,25 mg/L Fe
Ölçüm aralığı (2):	0,05 - 2,0 mg/L Fe
Önemli açıklamalar:	Düşük aralık için kapaklı 50 mm plastik yarı mikro küvetler (LZP 341), yüksek aralık için kauçuk tıpalı (LCW 906) 11 mm yuvarlak küvetler
Parametre:	Demir
Saklama koşulları:	15 °C - 25 °C
Tanım:	Demir için reaktif seti, 2 ölçüm aralığı
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)