



## Hidrazin reaktif seti 0,01-2,0 mg/L N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>

Ürün Numarası:

LCW025

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



For determination of Hydrazine by the 4-Dimethylaminobenzaldehyde method.

### Teknik özellikler

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Metot:             | 4-Dimetilaminobenzaldehit                     |
| Ölçüm aralığı:     | 0,01 - 2,0 mg/L N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> |
| Parametre:         | Hidrazin                                      |
| Saklama koşulları: | 15 °C - 25 °C                                 |
| Tanım:             | Hidrazin için reaktif seti                    |
| Test sayısı:       | 60                                            |

### Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)