



Silika asit reaktif seti, 0,01-0,8 mg/L SiO₂

Ürün Numarası:

LCW028

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



veya 0,005-0,4 mg/L Si

Teknik özellikler

Metot:	Molibden Mavisi
Numune boyutu:	50 mL
Ölçüm aralığı:	0,01 - 0,8 mg/L SiO ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,005 - 0,4 mg/L Si
Önemli özellik:	50 tests
Parametre:	Silika
Saklama koşulları:	15 °C - 25 °C
Tanım:	Silika asit/Silisyum için reaktif seti
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)