



Mangan reaktif seti 0,2-5 mg/L / 0,02-1,0 mg/L Mn

Ürün Numarası:

LCW032

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Mangan reaktif seti 0,2-5 mg/L Mn (Yuvarlak küvet veya 10 mm dikdörtgen küvet) / 0,02-1,0 mg/L Mn (50 mm dikdörtgen küvet)

For determination of Manganese by the Formaldoxime method.

Teknik özellikler

Metot:	Formaldoksim
Ölçüm aralığı:	0,2 - 5 mg/L Mn (yuvarlak küvet veya 10 mm dikdörtgen küvet)
Ölçüm aralığı (2):	0.02 - 1 mg/L Mn (50 mm dikdörtgen küvet)
Parametre:	Mangan
Saklama koşulları:	2 °C - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	Mangan için reaktif seti
Test sayısı:	50