



Sülfür reaktif seti 0,1-2,0 mg/L S²⁻

Ürün Numarası:

LCW053

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



For determination of Sulphide by the Dimethyl-p-phenylenediamine method.

Teknik özellikler

Metot:	Dimetil-p-fenilendiamin
Ölçüm aralığı:	0,1 - 2,0 mg/L S ²⁻
Parametre:	Sülfür
Saklama koşulları:	15 °C - 25 °C
Tanım:	Sülfür için reaktif seti
Test sayısı:	35

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)