



Sülfit reaktif seti 0,1-5,0 mg/L SO₃

Ürün Numarası: LCW054
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Teknik özellikler

Metot:	Hach Yöntemi
Ölçüm aralığı:	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Önemli özellik:	Sulphite Reagent set
Parametre:	Sülfit
Saklama koşulları:	15 °C - 25 °C
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)