



Hidrojen peroksit pipet testi 1-10 g/L H₂O₂

Ürün Numarası:

LCW058

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



For determination of Hydrogen peroxide by the Peroxomolybdate method.

Teknik özellikler

Metot:	Peroksomolibdat
Ölçüm aralığı:	1 - 10 g/L H ₂ O ₂
Önemli açıklamalar:	ilave LCW906 yuvarlak küvetler gerekir
Parametre:	Hidrojen peroksit
Saklama koşulları:	2 °C - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	Hidroksit peroksit için reaktif seti
Test sayısı:	40

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)