



CRACK SET Metal sindirimleri için reaktif seti

Ürün Numarası:

LCW902

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Su ve atık sudaki kompleks, koloidal veya çözünmemiş metallerin sindirimi için

Teknik özellikler

Metot:	Oksitleyici ajanla asit sindirimi
Parametre:	Kurşun, Kadmiyum, Demir, Bakır, Nikel, Çinko için
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	LCK306 Kurşun, LCK308 Kadmiyum, LCK321 Demir, LCK329 Bakır, LCK337 Nikel, LCK360 Çinko, LCK521 Demir eser, LCK529 Bakır eser, LCK537 Nikel eser ile toplam ağır metal tayini için numune hazırlama
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)