



Be Right™



Boş değerli küvet seti

Ürün Numarası:

LCW919

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Özel uygulamalar için boş değerli küvet seti

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	7 mL, kauçuk kapaklı 5 adet boş değerli küvet seti
Malzeme:	Cam
Önemli açıklamalar:	.
Optik yol uzunluğu:	11 mm yuvarlak
Parametre:	.
Tanım:	Boş değerli küvet seti