



LT200 1 bloklu kuru termostat, 9 x 13 mm / 2 x 20 mm

Ürün Numarası: LTV082.99.10002

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Standart ve özel sindirimler için LT200 termoreaktör

Tüm standart sindirimler için önceden programlanmış ve kullanıcıya özel sindirimler için serbest bir şekilde programlanabilir

• 9x13 mm ve 2x20 mm yuva

• Entegre koruma kapağı

• Kalan süre/sıcaklık ve operatör kılavuzu için aydınlatılmış dijital ekran

• 3 önceden programlanmış ve 6 serbestçe programlanabilir program için yeterli kaydetme alanı

• 1°C'lik adımlarla 37°C ve 150°C arasında sıcaklık ayarları, 1 ve 480 dak arasında zaman ayarı

Mükemmel esneklik

Mükemmel yeniden üretilebilirlik

Kolay kullanım

Teknik özellikler

Ağırlık:	2 kg
Boyut (Y x G x D):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Ekran boyutu:	2 x 16 Karakter
Ekran çözünürlüğü:	5 x 7 Nokta matrisi
Ekran Tipi:	LCD
Enerji gereksinimi (Voltaj):	115/220 V AC
Garanti:	24 aylar
Güç kaynağı:	50 - 60 Hz koruma sınıfı I
Güvenlik kontrolleri:	CE, cTUVus
Isıtma hızı:	itibaren 20 - 148 °C 10 dakikada
Isıtma programları:	40°C, 100°C, 148°C için önceden programlanmış ve 37-150°C, 1-480 dak arasında serbestçe seçilebilir
İşletme sıcaklık aralığı:	10 - 45 °C
Kullanıcı arayüzü:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, İsveççe, Lehçe

Kullanıcı Arayüzü:	3 kolay basılabilen tuşlar
Kullanıcı programları:	6 serbest sıcaklık/süre
Küvet sayısı:	9 x 13 mm çap
Küvet sayısı (2):	2 x 20 mm çap
Maks. işletme rutubeti:	90 %
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, İsveççe, Danca, Lehçe
Saklama koşulları:	-40 - 60 °C
Sıcaklık kararlılığı:	± 1 °C EN, ISO, EPA yöntemleriyle uyumlu