



Distilattaki mentol küvet testi 0,5-15 mg Mentol/100 mL

Ürün Numarası:

LYW185

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Teknik özellikler

Metot:	p-Dimetilaminobenzaldehyt
Ölçüm aralığı:	0,5 - 15 mg/100 mL Mentol
Parametre:	Mentol
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)