



Lico için test filtresi seti

Ürün Numarası:

LZM339

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Kaçak ışık, absorbans ve dalga boyu testi için dört adet cam filtreden oluşan set.

Sertifikalı Test Filtresi Seti

İki yıl raf ömrü

Teknik özellikler

Boyut (Y x G x D):

22 mm x 93 mm x 75 mm

İçerik:

kaçak ışık, absorbans ve dalga boyu testi için dört adet cam filtreden oluşan set