



Power Module for 2100Q/2100Q IS & DR1900

Ürün Numarası: LZV804.99.00001

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

The Power Module with universal power supply allows the instruments to connect to line power. Suitable for portable turbidimeter 2100Q & 2100Q IS and portable spectrophotometer DR1900.

Teknik özellikler

Çıkış Voltajı:	9V
Garanti:	24 aylar
Giriş (voltaj):	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
İçerik:	Includes module, module cover, power supply with four plug adapters, and manual.
Uygunluk sertifikasyonları:	Modül CE/WEEE/RoHS sertikalıdır. Güç Kaynağı cULus.CE/TUV-GS.RoHS/WEEE/ESIV.