



Replacement ORP electrode for 1200-S sc sensor, with fitting

Ürün Numarası:

LZX890

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Teknik özellikler

Ağırlık:	< 0,15 kg
Akış:	max. 4 m/s
Basınç aralığı:	2 bar
Çap:	12 mm
Doğruluk:	± 0,2 °C
Garanti:	6 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	-5 - 50 °C
Kablo bağlantısı:	S7 connector
Kalibrasyon metodu:	One point, standard buffer solution (automatic), One point, comparative measurement
Ölçüm aralığı:	-1500 - 1500 mV
Saklama koşulları:	-20 °C - 60 °C
Tekrarlanabilirlik:	± 0.5 %
Tepki süresi:	< 2 min sıcaklık
Uzunluk:	120 mm