



AT1000 Arjantometrik Titrasyonlar İçin Intellical MTC306 Kombine Gümüş Metal Elektrot

Ürün Numarası: **MTC30601**
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Intellical MTC306, yeniden doldurulabilir referansa ve yerleşik sıcaklık sensörüne sahip dijital, kombine gümüş metal çubuk probudur. Prob 1 metrelik kablo ile sunulur ve Titralab AT1000 Serisiyle titrasyon amaçlı kullanıma yöneliktir. MTC306, Arjantometrik çöktürme titrasyonu ile suda ve Gıda ürünü uygulamalarında klorür/tuz içeriği tayini için idealdir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,1 kg
Bağlantı Noktası:	Gözenekli Pin Bağlantı Noktası
Boyutlar (D x U):	12 mm x 200 mm
Doldurma çözeltisi:	1 M KNO ₃ (#28564026)
Elektrot tipi:	Metal RedOx Titrasyonu, Pt/Ref
Garanti:	12 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Ölçüm aralığı:	±1200 mV
Önemli özellik:	Arjantometrik (Gümüş Nitrat) Titrasyon
Parametre:	mV
Prob türü:	Standart
Referans:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoksi
Sensör türü:	Gümüş çubuk
Sıcaklık aralığı:	0 - 80°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Termistör:	ATC
Test Gereklikleri:	Gerekli Parametre: Arjantometrik Titrasyon
Ürün Kiti:	Minimum Numune Derinliği (mm): 20 Model: MTC306
Uzunluk:	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok 200 mm

