



Elektrot/Sensör Kalibrasyonu için beher, renksiz, 30 mL, 80/kutu

Ürün Numarası:

SM5010

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Renksiz ve dereceli 30 mL plastik beherler. Beherler, kalibrasyon adımları sırasında optimum miktarda tampon kullanılmasını sağlayarak kullanıcıların tamponları aşırı miktarda kullanmasını engellediğinden dolayı ekonomiktir. Tek kullanımlık olmaları kirlenmeyi önlediği için güvenlidir. Hem pH elektrotu hem de iletkenlik hücresi kalibrasyonları için kullanılabilir.