



pH Elektrot Kalibrasyonu için beher, Kırmızı, 30 mL, 80/kutu

Ürün Numarası:

SM5011

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Renkli ve dereceli 30 mL plastik beherler. Kullanıcıların kalibrasyon sırasında yanlış tamponu kullanmasını önlemek için tampon renk kodlarıyla eşleştirilmiştir. Beherler, kalibrasyon adımları sırasında optimum miktarda tampon kullanılmasını sağlayarak kullanıcıların tamponları aşırı miktarda kullanmasını engellediğinden dolayı ekonomiktir. Tek kullanımlık olmaları kirlenmeyi önlediği için güvenlidir.