



Analog kombinasyon ORP sensör, 3/4" NPT, 10 m kablo

Ürün Numarası: 08351=C=0000

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

PPS malzemesi, Platin ORP elektrot

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,62 kg
Basınç aralığı:	3,5 bar 110 °C'de
Elektrolit:	Polimer elektrot, KNO ₃ ve KCl
Empedans:	Reference impedance @ 25 °C: <50 kΩ Glass impedance @ 25 °C: Platinum
Garanti:	6 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	Temperature Maximum: 110 °C (230 °F)
Kablo Uzunluğu:	10 m
Kayma:	<3 mV/week
Konektör:	Sabit kablo
Malzeme:	Referans elektrot: Ag/AgCl
Ölçüm aralığı:	-1500 mV - 1500 mV
Proses bağlantısı:	0.75 " Her iki uçta NPT dişlisi
Referans elektrot:	None
Sıcaklık sensörü:	PT1000
Slope Range:	N/A
Uygulama:	ORP for high temps
Uzunluk:	150 mm