




8362 pH elektrodu

Ürün Numarası:

08362=A=2000

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Analog pH sensörü 8362 bölümü özellikle saf su pH ölçümü için tasarlanmıştır.

Teknik özellikler

Garanti:	6 aylar
Kablo bağlantısı:	S7 konektörü
Konektör:	S7 Connector
Malzeme:	Sensör: Cam
Ölçüm aralığı:	0 - 14 pH
Önemli notlar:	saf su pH elektrodu
Referans elektrot:	None
Sensör vidası:	Pg 13,5
Sıcaklık sensörü:	PT100
Uygulama:	Ultrapure water
Uzunluk:	120 mm