



BioTector B7000i/B7000i Dairy için Tutuculu Sürekli Akış Numune Haznesi, 1 inç Boru

Ürün Numarası: 19-BAS-014

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Kum, çakıl veya ağır parçacıklar içeren numuneler için geliştirilen Kum Tutuculu Sürekli Akış Numune Haznesi, filtre veya süzgeç gerektirmeyen ve kendi kendini temizleyebilen basit bir cihazdır. Bu numune alma cihazı, BioTector numune pompası ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Numune alma cihazının gövdesi, yosun gelişimini önlemek için şeffaf olmayan malzemeden yapılmıştır. Numune başlığı, kolay inceleme için şeffaf malzeme kullanılarak üretilmiştir. Şeffaf olmayan, kayar bir kapak sayesinde numune başlığında yosun gelişimi engellenir. Numune haznesi, sızdırmazdır ve kapalı bir alanda gaz veya buhar birikmesine katkıda bulunmaz.