



LCK için Hach-Lange Pocket Kolorimetre II

Ürün Numarası:

5953000V.04

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Boyutu küçük, su geçirmeme özelliği büyük

Küvet testleri ile yüksek aralıkta Kimyasal Oksijen İhtiyacı analizi için programlanmış Portatif Kolorimetre. Taşıma çantası içinde, piller ve çalıştırma talimatları ile birlikte gelir.

Basit: tüm işlemlere yalnızca dört tuşla erişilebilir

Güç: maksimum 2000 test için pille çalışma

Ekrandaki ışıklandırma ve büyük figürler sayesinde zorlu koşullar altında bile net okumalar

Şebeke bağlantısı olmadan güvenilir sonuçlar

Hafif ve dayanıklı

Teknik özellikler

Garanti: 24 aylar

Kutudakiler: Her bir Pocket Kolorimetre II Cihazı; reaktif seti (her biri bir analiz için önceden tartılmış reaktifler), dayanıklı özel taşıma çantası ve kullanım kılavuzundan oluşan eksiksiz bir set olarak gelir.

Ölçüm aralığı: 1000 - 10000 mg/L O₂ / 150 - 1000 mg/L O₂

Parametre: KOİ HR (LCK014, 114 için uygundur)

Kutudakiler

Her bir Pocket Kolorimetre II Cihazı; reaktif seti (her biri bir analiz için önceden tartılmış reaktifler), dayanıklı özel taşıma çantası ve kullanım kılavuzundan oluşan eksiksiz bir set olarak gelir.